

最新LED脱毛 操作方法



LED脱毛の仕組み

特定波長の光を利用することで、黒いメラニン色素を吸収し、黒い毛根に熱が伝わり毛根の毛母細胞、毛包や毛乳頭が破壊されることで高い脱毛効果が得られます。

日焼け、ほくろ、白髪
どんな肌も
対応可能

月に1度×3~5回
で脱毛効果を
実感！

優れた
冷却システムと
照射面は
クリスタル使用で
ストレスフリー

※必ず除毛した状態で照射下さい




① マシン後側のコンセントがさしてあることを確認し、マシン表のボタンを押す。



② 性別を選択し、施術部位を選択する




③ 下記①~③を設定する
①連射・数字が高いほどスピードUP (8Hzがオススメ)
②肌の種類・肌の色を選択
③エネルギーを調整する・照射レベル
※最初は5から始め少し痛いと感じるくらいまであげてもOK



④ 雪印マークを「OFF」表示に設定し「スタート」を押す
※ハンドピースが冷たくなっているのを確認下さい



⑤ 照射部にジェルを塗り、サングラスをかける
ハンドピースのボタンを押しながら照射する



⑥ 施術完了したら、「待機」を押し、電源を切る。

LED

脱毛

アフターケア



お肌の保湿をしっかりと行ってください。
ブラックピーリングを受けた方は保湿マスクをつけるなど入念に保湿を行ってください。

ワキの脱毛後、当日の制汗剤は避けてください。毛穴を埋めてしまい、熱の放出を妨げてしまう可能性があります。



トリートメント後はお肌の中に熱がこもっている為、当日の入浴は避け、シャワー程度にしてください。
また、飲酒やマッサージ、運動等の体を温める行為も避けてください。

トリートメント後はお肌が敏感になっています。洗浄力の強い石鹸やボディータオルなどでの擦り洗いは避けてください。また、24時間以内はナイロンストッキング、補正下着など、締め付けの強いものは避けてください。



お肌に刺激のあるエステ行為はトリートメント後、最低1週間は避けてください。ブラックピーリング後は角質が剥離したり、ニキビの上にかさぶたができることもあります。お肌に刺激を与えないようにしてください。

毛抜きでの処理はしないでください。
毛囊炎になるリスクがあります。また、毛周期が乱れてしまうことにより、効果の実感がしにくくなります。



日焼けを避け、日焼け止めクリームを塗りましょう。
施術当日は日傘や長袖などの着用がおすすめです。

VMAX ハイフ


※喉ぼとけのみ避けてください

操作説明

オススメ頻度…1ヶ月間～3ヶ月間に1回

ほぼ痛みゼロのハイフを越えた 次世代ハイフ

高エネルギーの超音波を肌の深層まで照射し 肌のたるみや二重あごを改善
従来のハイフと比べて 蓄熱していくことで安全に広範囲にアプローチし持続性UP




1, マシン後ろの電源を入れる
画面上のVMAXのロゴをタップし
カートリッジを確認する(別紙参照)




2, 強さを調整を行い
施術部にジェルを塗布
※100でも痛みが少なくご利用可能



3, 「WORK」を押すペダルを押しながら
カートリッジを施術部に当てて動かす
※同じ箇所静止すると痛いので



4, 終了する時は「STOP」を押して後ろの
電源を消す マシンのジェルを拭き取り 顔
のジェルは馴染ませると保湿に




従来のハイフでは
できない部分も
無痛で安全に照射
可能

目の周りや
こめかみもOK

顔も
ボディもOK

カートリッジの 種類 と 交換方法



① 矢印の方向にひねる

② 上に引っ張る

③ 根元のネジを
緩める

④ カートリッジを
外す



④ 希望のカート
リッジと接続する

⑦ 根元のネジを
締める

⑧ カップにはめる

⑨ 矢印の方向に
ひねる

低周波シミ取り

操作説明

オススメ頻度…月1回×3～6回

低周波の微弱電流をシミに当て、角質が自然と押し出されるよう促します。一時的に濃くなり2週間前後でアカとなって剥がれ落ちます。直後化粧OK

※初めての方は顔以外を施術し様子を見てください

※肝斑やそばかすには効果はありません



コンセントをさし、後ろの電源を押す。



一度青い画面をタップし、
ペンシルマークをタップする



レベル1の設定のままスタートボタンを
押す。※レベル2以上あげないこと



しみの気になるところ全体に
ペンシルをトントンと軽く当てていく。
完了したら電源を切り、保湿して下さい。

LED育毛マシン

操作説明


オススメ頻度…1回20～30分×週3～5回

臨床試験にて100%効果があること立証済みの注目の次世代メニュー！
650nmの赤色LEDライトとケアブラシが育毛を促進


AGA治療/育毛/艶髪



1. マシン後ろの電源ボタンを押す



2. 血行促進マイクロ電流 (15分～)
「BIO MODE」を押し好きなモードを選択する
「BIO INTENSITY」を押し電流のレベルを調整する。スタートを押し、金属ピンを頭皮全体に触れ動かす



3. LED再生療法
「TIMER」を押し時間を設定する
「INTENSITY」を押しレベルを選択する
LEDパネルを頭皮から5～15cm離して設置して「START」を押す

次世代EMS 概要



30分間で
腹筋2万回と同等の効果

脂肪と筋肉にW作用するから
太りにくい身体に根本改善

北海道一早く取り入れた次世代EMSの名付け親

オススメ頻度

毎日～週2で
集中撃退！
週1～月1で
メンテナンス！

痛みと安全

電気ではなく
MRIで使用される
電磁波だから安全
かつハイパワー

5000Wのハイパワー


業界最大出力で
クリニックでは
10万円前後

注意事項


アームのみを向かい合わせにした状態で作動させないで下さい
ズボンのボタン等、金属部は熱くなるので接触させないで下さい
胸筋などの心臓付近や、顔などの頭付近には使用しないで下さい



次世代EMS 使用方法




① マシン後側のコンセントがさしてあることを確認し、マシン後側にある主電源を入れる



② 上の「AUTO」を押す



③ 下の「▶」を押す



④ 好きなモードを選択する
左から
「筋トレ+有酸素運動」
「肥満体質用」 「少し肥満体質用」 「体型を整える」 「体重減少」



⑤ ベルトを使用してマシンを身体に装着する（別紙参照）
マシンの近くで楽な姿勢になる



⑥ 装着してるアームのレベルを「+」を押して8%にする
使用してないアームのレベルは0%に設定する




⑦ 右上の「▶」を押し、マシンを動作させる。慣れてきたらレベルを少しずつ上げていく



⑧ マシンが終了したら、マシンとベルトを外し元の位置へ。（途中で終了する場合は「■」押す）
マシン後ろの電源を切る。

次世代EMS 設置方法



お腹（くびれ、サイズダウン）
※フラット型1つ～4つ設置




背中（猫背、ブラのハミ肉）
※アーチ型



腰（くびれ、浮き輪肉）
※アーチ型



背中、腰
※フラット型
※補助人がいる場合



お尻（ボリューム、垂れ、形）
※アーチ型



お尻（ボリューム、垂れ、形）
※フラット型
※補助人がいる場合



腕（たるみ、小顔効果）
※アーチ型



脚（サイズダウン、引き締め）
※アーチ型、フラット型