

B.EMS & エレクトロ

ポレーション

顔の左右のバランスを整え、キメの整ったむくみの無いスッキリとした印象へ導く

③LIPOレーザー

気になる部分にベルトを巻き、パネルを挟める。
低周波レーザーで脂肪細胞を破壊

①キャビ&RF

超音波により作られる気泡が弾けるエネルギーで脂肪細胞が破壊。体内に熱を発生させ、燃焼・代謝促進

②吸引&RF

熱を発生させながら吸引することで血流とリンパ循環を促進し死滅した脂肪細胞を排出

A.吸引&RF

熱を発生させながら吸引することで血流とリンパ循環を促進し死滅した脂肪細胞を排出。



各メニューのボタンを選択。
※別紙参照

※ハンドルの場合、ハンドルにジェルをつける



ハンドルは
クルクル
スライド



パッドは
設置して
待つだけ

【使用手順】 ボディ ①→②→③ / 顔 A→B


1部位20分前後×週2~3回がオススメ

キャビ/RF/LIPO

①キャビ&RF

「」 = 波長

「」 = レベル



スタートを押す

②吸引&RF

「」 = RFのレベル

「」 = 吸引レベル

「」 = 吸引の排出レベル
※吸引レベルより低く設定

「PRO」モードに設定

スタートを押す



③LIPOレーザー

大パッドのレベル

小パッドのレベル

スタートを押す



A.吸引&RF


「」 = RFのレベル

「」 = 吸引レベル

「」 = 吸引の排出レベル
※吸引レベルより低く設定

「PRO」モードに設定

スタートを押す




B.EMS & エレクトロポレーション

「」 = EMSのレベル

「」 = エレクトロポレーションのレベル

スタートを押す



エレクトロポレーション

操作説明


オススメ頻度…月1~4回

電気の方で皮膚に小さな穴を開け、美容成分を深部に浸透させる。(イオン導入の20倍)


ホット…36°C~50°C対応 毛穴を開きながら美容成分を導入(施術の1番最初がおすすめ)

コールド…-10°C~10°C対応 鎮静効果・毛穴を引締め美容成分が拡散される(施術の1番最後がおすすめ)

保湿/ハリ・ツヤ肌/くすみ・しわ改善/リフトアップ/育毛/パストケア



1,コンセントがさしてあることを確認し
後ろの電源を押す。「ENGLISH」→下の
「ENTER」をタップする。



2,「→」を押し「cold」を選択しタップする
施術箇所に美容液を塗布する
グレー/ピンクのボトル選択ください
※液体タイプのみお持ち込みご利用可



3,ホット(目安40°C)/コールド(目安-5°C)で
温度を設定し「READY」を押す
肌に直線や円を描くように滑らす



4,使用後は施術箇所の美容液をなじませる
電源OFFし、ハンドルの美容液を拭き取る

針なし水光注射(エアジェット)

操作説明

オススメ頻度…月1~4回

特殊なヘッドで高速タッピングして血行を改善しながら
深部まで美容液を浸透。EMSとRF付きで更に効果UP

保湿/ハリ・ツヤ肌/くすみ・しわ改善/リフトアップ/育毛/バストケア



1, コンセントをさし、後ろの電源を押す。
「ENGLISH」 「ENTER」を押す。



2, 「WaterLight」をタップする。
施術箇所に美容液を塗布する。



3, 「READY」を押し、施術箇所を滑らすように当てる
※必要があれば一番下の「RF」(目の周り)or「EMS」(目
の周り以外)を選択しレベル(目安1~3)を調整する



4, 終了する際は「STOP」を押し、
電源を切る
肌との接触部分を拭き取って下さい。

次世代EMS 概要



30分間で
腹筋2万回と同等の効果

脂肪と筋肉にW作用するから
太りにくい身体に根本改善

北海道一早く取り入れた次世代EMSの名付け親

オススメ頻度

毎日～週2で
集中撃退！
週1～月1で
メンテナンス！

痛みと安全

電気ではなく
MRIで使用される
電磁波だから安全
かつハイパワー

5000Wのハイパワー


業界最大出力で
クリニックでは
10万円前後

注意事項


アームのみを向かい合わせにした状態で作動させないで下さい
ズボンのボタン等、金属部は熱くなるので接触させないで下さい
胸筋などの心臓付近や、顔などの頭付近には使用しないで下さい



次世代EMS 使用方法




① マシン後側のコンセントがさしてあることを確認し、マシン後側にある主電源を入れる



② 上の「AUTO」を押す



③ 下の「▶」を押す



④ 好きなモードを選択する
左から
「筋トレ+有酸素運動」
「肥満体質用」 「少し肥満体質用」 「体型を整える」 「体重減少」



⑤ ベルトを使用してマシンを身体に装着する（別紙参照）
マシンの近くで楽な姿勢になる



⑥ 装着してるアームのレベルを「+」を押して8%にする
使用してないアームのレベルは0%に設定する




⑦ 右上の「▶」を押し、マシンを動作させる。慣れてきたらレベルを少しずつ上げていく



⑧ マシンが終了したら、マシンとベルトを外し元の位置へ。（途中で終了する場合は「■」押す）
マシン後ろの電源を切る。

次世代EMS 設置方法



お腹（くびれ、サイズダウン）
※フラット型1つ～4つ設置



背中（猫背、ブラのハミ肉）
※アーチ型



腰（くびれ、浮き輪肉）
※アーチ型



背中、腰
※フラット型
※補助人がいる場合



お尻（ボリューム、垂れ、形）
※アーチ型



お尻（ボリューム、垂れ、形）
※フラット型
※補助人がいる場合



腕（たるみ、小顔効果）
※アーチ型



脚（サイズダウン、引き締め）
※アーチ型、フラット型